

HemoCue Kapillär- provtagning

HemoCue AB | Box 1204 | SE-262 23 Ängelholm | Sverige
Tel: 077 570 02 10 | Fax: 077 570 02 12 | info@hemocue.se | hemocue.com

NSM266SE_140205_medlagarden.se



Labkvalitet direkt



1. Se till att patienten sitter bekvämt. Handen ska vara varm och avslappnad. Kalla händer bör värmas (t ex i varmvatten) före provtagning för att öka blodcirkulationen. Med utträtade fingrar undviker man oönskade staseffekter.



2. Använd endast långfinger eller ringfinger för provtagning. Undvik att sticka i finger med ring. Rengör provtagningsstället med desinficerande medel. Låt torka.



3. Pressa lätt med tummen från sista fingerleden och mot fingertoppen. Detta stimulerar blodflödet till provtagningsstället.



4. Pressa tummen lätt upp mot fingertoppen. Stick vid sidan av fingertoppen. Där är blodflödet bäst och smärtan minst.



5. Torka av de två – tre första bloddropparna med en torr celltork. Detta stimulerar blodflödet. Om nödvändigt, pressa åter lätt med tummen tills nytt blod kommer fram. Undvik att "mjölka".



6. Se till att blodroppen är tillräckligt stor för att fylla mikrokuvetten helt och hållet. För mikrokuvetterns spets till bloddroppens mitt.



7. Låt mikrokuvetten fyllas helt och hållet i ett enda moment. Efterfyll aldrig en mikrokuvett.



8. Torka bort överskott av blod på mikrokuvetterns utsida, se till att inget blod sugts ut ur mikrokuvetten.



9. Placera den blodfyllda mikrokuvetten i kuvetthållaren och för in den till mätposition.



HemoCue® Hb 201 Microcuvettes

Fyllid mikrokuvett bör mätas omedelbart men senast 10 minuter efter fyllning. HemoCue® Hb 201 Microcuvettes ska förvaras i rumstemperatur.

OBS! Om ett andra prov ska tas från samma ställe måste detta utföras omedelbart efter att det första tagits. Torka då bort återstoden av den första bloddroppen och ta ett nytt prov från en ny droppe.



HemoCue® Glucose 201 Microcuvettes HemoCue® Glucose 201 RT Microcuvettes

Provet ska analyseras inom 40 sekunder efter att mikrokuvetten är fylld. En fyllid mikrokuvett kan bara analyseras en gång. HemoCue® Glucose 201 Microcuvettes ska förvaras i kylskåp och HemoCue® Glucose 201 RT Microcuvettes ska förvaras i rumstemperatur.