

Kontrollprotokoll HemoCue WBC DIFF

Avdelning / mottagning:

Instrument serienr:

Kontroll Lot:

Kontroll utgångsdatum:

Kontroll öppningsdatum:.....

	Börvärde x10 ⁹ /L eller %	Range
WBC		
Neu		
Lym		
Mon		
Eos		
Bas		

	År:	Avvikelse från MV i 10 ⁹ /L																Kommentar (kuvettlot , rengöring mm)	Sign
	(-)								(+)									
	Datum	Erhållet värde:	3,0	2,0	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	2,0	3,0		
Leukocyter (WBC)																			
Neutrofiler (Neu)																			
Lymfocyter (Lym)																			



	År:	Avvikelse från MV i 10 ⁹ /L																Kommentar (kuvettlot , rengöring mm)	Sign				
	(-)								(+)													
	Datum	Erhållet värde:	3,0	2,0	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	2,0	3,0						
Monocyter (Mon)																							
Eosinofiler (Eos)																							
Basofiler (Bas)																							

Protokollet gäller HemoCue® WBC DIFF vid användning av R&D System HemoCue WBC diff kontroll. Kontrollens åsatta värde (börvärde) är medelvärdet X, av upprepade analyser på fabrikskalibrerade HemoCue WBC DIFF® system. Erhållet värde ska ligga inom kontrollens angivna gränser. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig säljare från HemoCue AB eller besök vår hemsida www.hemocue.se

