

	År:	WBC DIFF	Labmetod	Avvikelse	Avvikelse mellan HemoCue och Labmetod i 10 ⁹ /L														Sign
	Erhållet värde:	Erhållet värde:	(10 ⁹ /L)	(-)							(+)							
	Datum				1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2		
Neutrofila granulocyter																			
Lymfocyter																			

Kontrollprotokoll vid jämförelse mellan prover som analyseras med HemoCue WBC DIFF och med en laboriemetod. Samma EDTA provrör skall användas vid analysen. Använd DIFF-safe™ för att utföra analysen med HemoCue WBC DIFF. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig säljare från HemoCue AB eller besök vår hemsida hemocue.com.

NSM083SE-9 140619

