

Kontrollprotokoll HemoCue Albumin 201 (hög)

Avdelning / mottagning:

Kontrollot / utgångsdatum: Instrument serienr:

År:	MV (\bar{x})	\pm	Avvikelse från MV i mg/L																								Kommentarer (kuvettlot, rengöring, mm):	Sign
	(-)												(+)												
Datum:	Erhållet värde:		24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	

Protokollet gäller för HemoCue Albumin 201 vid användning av Eurotrol AlbuTrol nivå hög. Kontrollens åsatta värde (börvärde) är medelvärdet, \bar{x} , av upprepade analyser på fabrikskalibrerade HemoCue Albumin system. Erhållet resultat ska ligga inom kontrollens angivna gränser. Vanligtvis erhålls en mindre dag till dag variation men på grund av matriseffekt kan resultatet ändras inom gränserna om instrument, kuvettlot eller kontrollot ersätts. Protokoll finns även tillgängligt för låg kontrollnivå. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig säljare från HemoCue AB eller besök vår hemsida hemocue.com.

