

## Kontrollprotokoll HemoCue Plasma Low / Hb (hög)

Avdelning / mottagning: .....

Kontrollot / utgångsdatum: ..... Instrument serienr: .....

År:	MV( $\bar{x}$ )	$\pm$	Avvikelse från MV i g/L												Kommentar (kuvettlot, rengöring, mm):	Sign
			(-)						(+)							
Datum:	Erhållet värde:		3,2	2,4	2,0	1,6	0,8	0,0	0,8	1,6	2,0	2,4	3,2			

Protokollet gäller för HemoCue Plasma / Low Hb vid användning av EuroTrol Plasma / Low Hb Control nivå hög. Kontrollens åsatta värde (börvärde) är medelvärdet,  $\bar{x}$ , av upprepade analyser på fabrikskalibrerade HemoCue Plasma / Low Hb system. Erhållet resultat skall ligga inom kontrollens angivna gränser. Vanligtvis erhålls en mindre dag till dag variation men på grund av matriseffekt kan resultatet ändras inom gränserna om instrument, kuvettlot eller kontrollot ersätts. Protokoll finns även tillgängligt för lägre kontrollnivåer. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig säljare från HemoCue AB eller besök vår hemsida [hemocue.com](http://hemocue.com).



N5M083SE-8 130702